

SUPERMAGNA BC 502 SN

SUPERMAGNA BC 502 SN DISTENSOR PARA BANHO DE PARTÍCULAS

Condicionador para banho de partículas magnéticas

SUPERMAGNA BC 502 SN é um excelente líquido condicionador para veículo aquoso, pronto para uso, sem nitrato, formulado especificamente para aprimorar a umectação da superfície e a estabilidade das partículas magnéticas em suspensões à base de água.

Principais Aplicações

Banho condicionador utilizado com partículas magnéticas fluorescentes ou coloridas em veículo aquoso. Produto destinado a uso industrial por pessoal devidamente treinado e qualificado no método de ensaio.

Propriedades Químicas

Cor: Translúcido	Faixa de temperatura: 10 a 50 °C
Concentração: 20 a 50 ml/L	Inflamabilidade: Não Inflamável
pH: 7,0 a 10,0	

Composição

Água, trietanolamina e tensoativos.

Especificações Atendidas

• AS4792	• ASTM E1444
• ASME SE-709	• PETROBRAS N-1598

Características

1. Favorece a umectação.	3. Promove suspensão adequada das partículas.
2. Evita espumação do banho.	4. Proteção extra contra a corrosão das peças.

Método de utilização:

Esse método descreve o processo básico de inspeção, que deve ser alterado para cumprir as especificações aplicáveis e/ou critérios de inspeção fornecidos pelo contratante. Os produtos utilizados devem constar no procedimento de inspeção.

- Aplicação:** Coloque de 20 a 50 ml do produto em um recipiente. Adicione as partículas magnéticas conforme especificado para que a dispersão seja mais rápida. Agite para homogeneizar e adicione o veículo aquoso agitando. Descarte a embalagem vazia conforme legislação vigente.

Armazenamento e tempo de validade

Manter a embalagem fechada e o rótulo visível, armazenar ao abrigo de luz solar em local fechado e em temperatura acima de 5 °C e abaixo de 40 °C. Validade de 3 anos após fabricação.

Saúde e Segurança

Use em ambiente ventilado. Evite inalação e contato prolongado com a pele e olhos. Não deve ser ingerido. Utilize luvas e máscara e óculos de proteção. Não reutilizar a embalagem vazia.

Consulte sempre a FISPQ do produto para informações mais detalhadas de saúde e segurança. (www.metalchek.com.br/fispq).

Embalagens Disponíveis

AAAEALABAABACAE Supermagna BC 502 SN (1 L) Distensor p/ banho de partículas

Peso Líquido: 1,1 kg



AAAEALABAABADAE Supermagna BC 502 SN (5 L) Distensor p/ banho de partículas

Peso Líquido: 5 kg

